

Brwinów, 03.02.2026r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że do stosowania w myjniach endoskopowych CHOYANG serii CYW rekomendujemy następujące płyny dezynfekcyjne:

PŁYN DEZYNFEKCYJNY	DETERGENT	CZAS AKTYWNOŚCI (max)*	CZAS DEZYNFEKCJI	PRODUCENT
ADASPOR	ISACLEAN lub NEOPROTEOZIM Plus	15 dni	5 minut	CANTEL MEDICAL
STERANIOS 2%	ANIOSYME DD1 lub ANIOSYME X3	30 dni	10 minut	Laboratories ANIOS
CIDEX	CIDEZYME	14 dni	20 minut	Johnson&Johnson
CIDEX OPA	CIDEZYME	14 dni	5 minut	Johnson&Johnson
GIGASEPT FF new	GIGAZYME	14 dni	15 minut	Schulke und Mayer
PERASTEL	ENZYSTEL	7 dni (max. 70 cykli)	2 minuty	Tristel Solutions Limited
ANIOXYDE 1000 LD	ANIOSYME DD1 lub ANIOSYME X3	14 dni (max. 45 cykli)	5 minut	Laboratories ANIOS
ANIOXYDE 1000	ANIOSYME DD1 lub ANIOSYME X3	14 dni (max. 45 cykli)	5 minut	Laboratories ANIOS

*Termin aktywności płynu zależy także od stopnia zabrudzenia aparatu oraz dokładności wykonania mycia wstępnego.

Przy przejściu na inny płyn, zalecamy obecność ze strony naszego serwisu, celem prawidłowego zaadaptowania myjni dla nowego środka

Stosowanie płynów w myjniach endoskopowych CHOYANG serii CYW z poza listy rekomendowanych przez producenta urządzenia prowadzi do zwiększonej awaryjności urządzeń. Znacząco skraca żywotność takich podzespołów jak pompy, elektrozawory, szybkozłączka, nypły, uszczelki itp.

W okresie gwarancyjnym urządzenia wymagane jest stosowanie preparatów z wyżej wymienionej listy. Stosowanie preparatów z poza listy w okresie gwarancyjnym urządzenia powoduje natychmiastową utratę gwarancji.

**FUJIFILM**

Value from Innovation

Autoryzowany dystrybutor w Polsce

ENDOELEKTRONIK.PL HABER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

Brwinów, 13.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że do stosowania do dezynfekcji endoskopów giętkich, ultrasonograficznych oraz sond ultrasonograficznych marki FUJIFILM rekomendujemy następujące płyny dezynfekcyjne:

PŁYN DEZYNFEKCYJNY	DETERGENT	CZAS AKTYWNOŚCI (max)*	CZAS DEZYNFEKCJI	PRODUCENT
ADASPOR	NEOPROTEZIM Plus	15 dni	5 minut	CANTEL MEDICAL
STERANIOS 2%	ANIOSYME DD1 lub ANIOSYME X3	30 dni	10 minut	Laboratories ANIOS
CIDEX	CIDEZYME	14 dni	20 minut	Johnson&Johnson
CIDEX OPA	CIDEZYME	14 dni	5 minut	Johnson&Johnson
GIGASEPT FF new	GIGAZYME	14 dni	15 minut	Schulke und Mayer
ANIOXYDE 1000	ANIOSYME DD1 lub ANIOSYME X3	14 dni (max.50 cykli)	5 minut	Laboratories ANIOS

*Termin aktywności płynu zależy także od stopnia zabrudzenia oraz dokładności wykonania mycia wstępnego.

Przy przejściu na inny płyn, zalecamy obecność ze strony naszego serwisu.

Stosowanie preparatów z poza listy w okresie gwarancyjnym urządzenia powoduje natychmiastową utratę gwarancji.

Stosowanie płynów z poza listy rekomendowanych przez producenta urządzeń prowadzi do zwiększonej awaryjności aparatury. Znacząco skraca ich żywotność.