



<b>Nazwa asortymentu</b>	Urządzenie kosmetyczne Innari http bezinwazyjne nici liftingujące
<b>Liczba sztuk / zestawów</b>	1
<b>Opis minimalnych wymagań technicznych lub równoważnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wysokość 21 cm, szerokość 51 cm</li> <li>2. Monitor dotykowy wysokość 21 cm, szerokość 27 cm</li> <li>3. Panel dotykowy wysokość 15 cm, szerokość 21 cm</li> <li>4. Długość kabla głowic 172 cm</li> <li>5. Uchwyt 40 × 8 mm x 1 szt.</li> <li>6. Uchwyt 25 × 8 mm x 1 szt.</li> <li>7. Napięcie wejściowe 220 V 50 Hz</li> <li>8. Moc wejściowa 500 V</li> <li>9. Waga netto 20 kg</li> <li>10. Waga brutto 25 kg</li> <li>11. Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy</li> <li>12. Sterowanie: pełna kontrola komputerowa, oparta na mikroprocesorze</li> <li>13. Kontrola bezpieczeństwa: kontrola online w czasie rzeczywistym</li> <li>14. Tryb pracy Tryb inteligentny, tryb zdefiniowany przez użytkownika</li> <li>15. Temperatura pracy 10°C~35°C</li> <li>16. Temperatura przechowywania 0°C~35°C</li> <li>17. Wilgotność do pracy ≤ 70%</li> <li>18. Wilgotność przechowywania ≤ 90%</li> <li>19. Ciśnienie powietrza 860hPa~1060hPa</li> <li>20. Obszar działania 3,2 cm<sup>2</sup> / 2 cm<sup>2</sup></li> <li>21. Głębokość działania 1,5 mm, 2,5 mm, 4,0 mm</li> <li>22. Woda chłodząca: Woda destylowana/oczyszczona</li> <li>23. Technologie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) technologia SMAS RF o częstotliwości radiowej 500 KHZ, 750 KHZ, 1 M.</li> <li>b) technologia HTP (HIGH TOP PRESSURE) technologia wielowarstwowego ujędrniania skóry stosowana jest w celu zwiększenia przepuszczalności skóry i docierania odpowiednich impulsów i ciepła na bardzo głębokich warstwach skórnych. Technika ta wykorzystuje: H- wysoko energetyczne promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych, T- wysoko skumulowaną częstotliwość 1-3 MHz, dzięki której uzyskuje się najlepsze efekty pozabiegowe bez konieczności rekonwalescencji jak w przypadku technik liftingu klasycznego, P- specjalnie opracowaną technikę ruchów uciskowych z jednoczesnym masażem inspirowanym BALIJSKIM MASAŻEM TWARZY CANGGU</li> <li>c) fala radiowa bipolarna, fala radiowamonomopolarna</li> <li>d) systemem chłodzenia zabezpieczającego przed poparzeniem</li> </ol> </li> </ol>



naskórka

- e) wnika aż na głębokość 1,5mm-4 mm bez konieczności wykonywania mikro nakłuć czy nakłuć klasycznych,
- f) regeneruje włókna kolagenowe i remodeluje ich strukturę w trzech warstwach.

24. Uchwyt uchwytu x 2 szt.

25. Bezpiecznik x 2 szt.

26. Przewód zasilający x 1 szt.

27. Pedał x 1 szt.

28. Lejek x 1 szt.

29. Płyta ujemna x 1 szt.

30. Żel chłodzący x 1 butelka

31. Śruba M4 × 12 x 4 szt.

32. Śruba M3 × 6 x 4 szt.

33. Karta gwarancyjna x 1 szt.

34. Instrukcja obsługi x 1 szt.

35. Darmowe (certyfikowane) szkolenie z obsługi urządzenia

36. Stojak pod urządzenie wysokość co najmniej 73 cm

37. Gwarancja na sprzęt 4 lata

38. Serwis znajduje się na terenie Polski

39. Urządzenie jest przewidziane do stosowania również przez osoby fizyczne, które nie mają formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny, ale posiadające wykształcenie kierunkowe, w szczególności w dziedzinie kosmetologii lub kosmetyki, dysponujące odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami oraz kadrę nie medyczną w celach edukacyjnych w jednostkach szkolnych.

40. Urządzenia medyczne nie będą brane pod uwagę.

41. Urządzenie posiada certyfikat UE dopuszczający do obrotu na terenie UE