

**ZADANIE NR 8****ZAKUP CIŚNIENIOMIERZA Z RÓŻNYMI ROZMIARAMI MANKIETÓW - 10 sztuka.**

Opis ogólny: funkcja głosowa odczytująca wyniki pomiarów, dla osób z dysfunkcją wzroku; duży, kontrastowy wyświetlacz z podświetleniem, ułatwiający odczyt wyników osobom starszym i niedowidzącym; uniwersalny mankiet o zakresie 22–42 cm, z możliwością wymiany na mniejszy (XS) dla dzieci i osób bardzo szczupłych lub większy (XL) dla pacjentów bariatrycznych.

Nazwa parametru	Wartość parametru	Informacja oferenta o spełnieniu parametru
RODZAJ URZĄDZENIA	CIŚNIENIOMIERZ	
Oferent		
Producent		
Pełna nazwa i typ urządzenia	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Rok produkcji 2025-2026 (fabrycznie nowy)	Podać	
Automatyczny pomiar na ramieniu (oscylometryczny).	TAK	
Funkcja mowy – Urządzenie musi posiadać funkcję mowy (komunikaty głosowe) w języku polskim, informującą o wyniku pomiaru Funkcja musi posiadać możliwość regulacji głośności lub wyłączenia głosu.	TAK	
Wykrywanie arytmii serca (IHB)	TAK	
Duży wyświetlacz LCD: $\geq 90 \times 50$ mm	TAK	
Pamięć: minimum 2 x 30 wyników z datą i godziną	TAK	
Mankiet uniwersalny o zakresie 22–42 cm – 2 szt.	TAK	
Mankiet rozmiar „XS” – 1 szt.	TAK	
Mankiet rozmiar „XL” – 1 szt.	TAK	
Zakres ciśnienia: 30–280 mmHg	TAK	
Zakres pulsu: 40–180 uderzeń/min	TAK	
Dokładność: ± 3 mmHg (ciśnienie), $\pm 5\%$ (tętno)	TAK	
Automatyczne wyłączanie po 1 min.	TAK	
Zasilanie: 4xAA lub zasilacz USB-C (w zestawie)	Podać	
Urządzenie objęte min. 36 miesięczną gwarancją producenta, w okresie trwania gwarancji bezpłatne wykonanie wszystkich przeglądów zalecanych przez producenta. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie posiadać żadnych śladów użytkowania, posiadające wszystkie konieczne dopuszczenia, atesty i certyfikaty (wymagane przepisami prawa). Żaden element dostawy ani jego część składowa, nie może być rekondukcjonowana. Urządzenie powinno posiadać aktualny certyfikat WE/ CE deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974)	Podać	