

**1. Pakiet do pobierania krwi spełniający poniższe wymagania:**

1. Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm<sup>3</sup>. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi tj. nie mniej niż 10 cm<sup>3</sup>. Fiolki próżniowe muszą składać się z zestawu zawierającego specjalną igłę i adapter.
2. Każdy ze składników będący wyrobem medycznym musi posiadać znak CE.
3. Opakowanie zbiorcze (tekturowe) musi składać się z następujących elementów:
  - a) Para rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze medium (M).
  - b) Opaska uciskowa (staza).
  - c) Środek do dezynfekcji skóry niezawierający alkoholu (np. roztwór rivanolu).
  - d) Jednorazowy komplet do pobierania krwi (igła i adapter).
  - e) Gazik do dezynfekcji.
  - f) Instrukcja obsługi zestawu.
  - g) Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:
    - dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm<sup>3</sup> krwi. Jedna z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulantu uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga fiolka nie może zawierać dodatków. Fiolki muszą być wykonane z przezroczystego szkła lub plastiku o dużej laboratoryjnej czystości oraz wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia pustej od zawierającej antykoagulant i stabilizator,
    - protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierających krew zgodny z załączonym wzorem,
    - wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi,
    - opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu, oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.
  - h) Banderole samoprzylepne do zabezpieczania próbek krwi i opakowania **bezwzględnie spełniające wymogi pkt. 6 niniejszych Wymagań Technicznych** – po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczania tekturowego pakietu transportowego.
4. Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.
5. Fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczone samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, zgodne z załączonym wzorem numeracji pakietów.
6. Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.
7. Na opakowaniu transportowym fiolek muszą znajdować się zapisy:

- UWAGA! Po zamknięciu opieczetować pakiet pieczęcią Policji oraz w formie metryczki:

PAKIET DO PRÓBEK KRWI

ADRESAT .....

NADAWCA .....

NR SPRAWY .....

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA .....

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET .....

PIECZĄTKA POLICJI .....

Sporządziła: Magdalena Korneluk  
Wydział Zaopatrzenia KSP  
Sektor I Wydział Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Magdalena KORNELUK