

Fundusze Europejskie  
dla MazowszaRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską**Mazowsze.**  
serce Polski

Nazwa asortymentu	Wielofunkcyjny kombajn kosmetyczny 27 w 1
Liczba sztuk / zestawów	5
Opis minimalnych wymagań technicznych lub równoważnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musi posiadać 4 kółka gumowe lub kauczukowe jezdne do płynnego poruszania.</li> <li>2. Napięcie 220-230 V / 50-60 Hz</li> <li>3. Moc minimum 950 W</li> <li>4. Głowica ciepło-zimno:</li> <li>5. Temperatura minimalna 10-15 st.C, maksymalna 34-39 st.C</li> <li>6. Wymiary urządzenia: (baza bez ramienia wapozone i lampy-lupy) 31 x 31 x 97 cm, dopuszczamy niewielkie korekty wysokości i szerokości urządzenia</li> <li>7. Przewód zasilający min 1,5 m</li> <li>8. W skład zestawu wchodzi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lampa Wood'a</li> <li>b) Lampa lupa\szpatuła do kawitacji 1 szt\</li> <li>c) Elektrody do galwanizacji 3 szt.</li> <li>d) Końcówka do elektrokoagulacji (igła)</li> <li>e) Wężyk do mikrodermabrazji i vacuum</li> <li>f) Szklane końcówki do vacuum 3 szt.</li> <li>g) Wężyk do spray</li> <li>h) Butelki do spray 2 szt.</li> <li>i) Głowice do ultradźwięków 2 szt.</li> <li>j) Młotek ciepło-zimno</li> <li>k) Głowice do mezoterapii</li> <li>l) Diamentowe głowice do mikrodermabrazji 9 szt.</li> <li>ł) Dysze do głowic</li> <li>m) Filtry siateczkowe zestaw</li> <li>n) Komplet pelot do D'arsonval 3 szt.</li> <li>o) Uchwyt do pelot D'arsonval</li> <li>p) Szklanka do wapozone</li> <li>q) Plastikowe uchwyty na akcesoria 2 szt.</li> </ol> </li> <li>9. Instrukcja w języku polskim</li> <li>10. Gwarancja minimum 2 lata</li> <li>11. Urządzenie powinno być przystosowane do 27 opcji zabiegowych: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wapozon-para wodna</li> <li>b) ozon- dezynfekcja</li> <li>c) wysoka częstotliwość prądu darsonwala</li> </ol> </li> </ol>



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- d) dezynfekcja prądu wysokiej częstotliwości
  - e) masaż relaksujący
  - f) mezoterapia na twarz
  - g) mezoterapia na ciało
  - h) galwanizacja anodowa
  - i) galwanizacja katodowa
  - j) jonoforeza
  - k) sonoforeza
  - l) ultradźwięki na twarz
  - m) ultradźwięki na ciało
  - n) włączanie substancji ultradźwiękami
  - o) vacuum - masaż próżniowy
  - p) spray – tonizacja
  - q) głowica zimno
  - r) głowica ciepło
  - s) lampa lupa
  - t) lampa woods'a
  - u) mikrodermabrazja na twarz
  - v) mikrodermabrazja na ciało
  - w) drenaż limfatyczny
  - x) elektrokoagulacja - usuwanie zmian skórnych
  - y) peeling kawitacyjny
  - z) sonoforeza kawitacja
  - aa) masaż wibracyjny
12. Urządzenie posiada certyfikat dopuszczający do obrotu i pracy na terenie UE