

**PAKIET NR 2****Sterylny zestaw do pobierania i transportu próbek kału /lub wymazów z odbytu do badań metodą PCR**Wymagania Zamawiającego:

1. Zestaw do pobierania i transportu kału powinien składać się z:

- probówki z 2 ml podłoża Cary Blaira szczelnie zakręcanej
- flokowanej wymazówki z regularną końcówką i dedykowanym punktem pęknięcia
- zestaw zapewnia dla celów molekularnych stabilność próbki min. 48 godzin w temperaturze pokojowej i min. 72 godziny w temperaturze lodówki
- każdy zestaw jest pakowany indywidualnie
- system przeznaczony do testów molekularnych
- pakowane po maksimum 50 sztuk

| Lp.           | Opis przedmiotu zamówienia  | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w %  | Wartość brutto |
|---------------|---|---------------|----------|------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------|----------|----------------|
| 1             | Sterylny zestaw do pobierania i transportu wymazów z odbytu / próbek kału do badań metodą PCR |               |          | 150 szt.         |              |           |                           |               |          |                |
| <b>RAZEM:</b> |   |               |          |                  |              |           |                           |               | <b>X</b> |                |